

Nichts ist gewinnender als ein strahlendes Lächeln

Mit Z-Look3 Implantaten

Viele sind zufrieden mit dem, was es gibt – wir nicht ::

Zu einem strahlenden Lächeln gehören nicht nur weisse Zähne, sondern auch ein schönes, gesundes und rosa-farbenes Zahnfleisch, welches die Zahnzwischenräume optimal ausfüllt. Um dieses zu ermöglichen, hat Z-Systems das Z-Look3-Implantatsystem entwickelt. Die Implantate aus der Hochleistungskeramik Zirkonoxid sind der Beschaffenheit von echten Zähnen und Zahnwurzeln äusserst ähnlich, sie sind biologisch bestens verträglich und werden vom Zahnfleisch sehr gut angenommen.



In diesem zertifizierten und zugelassenen Implantatsystem steckt sorgfältige Entwicklung, durchweg hochwertige Qualität und jahrelange Erfahrung. Mit allen Vorteilen, die es bietet:

Metallfrei, stabiler als Titan, strahlend weiss, sehr gute Zahnfleischregeneration – für perfekte Ästhetik. Natürlicher ist nur der echte Zahn. Bitte lächeln!

Lösungen aus Zirkonoxid


Z-Systems

Z-Systems ist ein innovatives Unternehmen :: Z-Systems entwickelt und produziert unter höchsten Qualitätsansprüchen Zahnimplantate aus der Hochleistungskeramik Zirkonoxid. Die Implantatsysteme sind zertifiziert und zugelassen, sie werden ausschliesslich von qualifizierten Zahnärzten und Zahnlaboren eingesetzt und prothetisch versorgt. Im Sinne des Fortschritts – zum Wohle Ihrer Sicherheit.

Z-Systems ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 13485 und nach der Medizinprodukterichtlinie MDD 93/42/EWG. Alle Medizinprodukte tragen das CE-Kennzeichen.

Weitere Infos erhalten Sie unter: www.z-systems.de

Ihr qualifizierter Anwender von Z-Look3 Implantaten:



03/09 220150

Vollkeramische Zahnimplantate

www.z-systems.de



systems®
Zirkoniumoxide Solutions

Für ein gesundes und strahlendes Lächeln





Natürlich weiss



Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt

über Z-Look3 Implantate

Ein Zahnimplantat übernimmt die Funktion einer Zahnwurzel :: Es wird direkt im Kieferknochen verankert und ragt ein Stück über das Zahnfleisch hinaus, auf dem die Zahnkrone befestigt wird. Damit ist ein Implantat ein vollwertiger Zahnersatz – besser als Brücken, für die benachbarte Zähne geschliffen werden müssen und dabei wertvolle, gesunde Zahnschicht verloren geht. Besser auch als Prothesen, welche Haftungsprobleme und schmerzhafte Druckstellen mit sich bringen können.

Während Implantate aus Metall oft ästhetisch nicht überzeugen, ist das Implantatsystem Z-Look3 durch den verwendeten Werkstoff natürlich weiss und metallfrei. Die dafür verwendete Keramik Zirkonoxid ist geprüft und sehr gut verträglich. Das Material hat sämtliche Biokompatibilitätstests bestanden. Es verfügt über eine dreimal höhere Biegefestigkeit als Titan und ist nach allen erforderlichen deutschen und europäischen Richtlinien zertifiziert und zugelassen.

Unter anderem wird das Material Zirkonoxid seit über 20 Jahren für Hüftgelenkimplantate verwendet. Heute setzen immer mehr Zahnärzte Z-Look3 ein. Ihr Zahnarzt gehört dazu. Sprechen Sie mit ihm.


Die Vorteile auf einen Blick:

- :: hochfeste Zirkonoxidkeramik
- :: metallfrei und gute Körperverträglichkeit
- :: natürlich weiss und ästhetisch
- :: sehr gute Zahnfleischregeneration

Entscheiden Sie sich für Z-Look3 Implantate

aus 100 % Zirkonoxid

Z-Look3 ist Teil einer komplett metallfreien Vollversorgung – ideal für Allergiekranke :: So sind selbst die Instrumente und die Krone aus derselben Hochleistungskeramik, aus der auch das Implantat besteht. Somit ist gewährleistet, dass Sie auch bei allen Arbeitsschritten nie in Kontakt mit Metall kommen. Insgesamt ist die Implantation einfach, sicher und schonend. Dank ihrer rauen Oberflächenbeschaffenheit verwachsen Z-Look3 Implantate sehr gut mit dem Kieferknochen.



Fazit: Wenn schon Zahnersatz, dann ein Implantat, wenn schon ein Implantat, dann Z-Look3, das Implantatsystem aus Zirkonoxid. Für perfekte Ästhetik und höchste Sicherheit.

Qualität durch Erfahrung